

KIT DE PATERNIDAD *en casa*

Instructivo

Dentro del paquete usted encontrará el kit para toma de muestra, que incluye:

- 1 par de guantes de látex estériles
- 12 hisopos (6 para el padre y 6 para el hijo)
- 2 caballetes para secar los hisopos (uno para el padre, otro para el hijo)
- 2 sobres para envío de hisopos (uno para el padre, otro para el hijo)
- 1 bolsa para envío por paquetería
- 1 solicitud de servicio
- 2 etiquetas con los datos para enviar las muestras al laboratorio



- 1** Llene el formato de solicitud del servicio con todos los datos requeridos. Usted podrá encontrar los términos y condiciones del servicio en el reverso de la hoja.



- 2** Rotule correctamente los sobres



- 3** Arme los caballetes



- 4** Colóquese los guantes de látex



- 5** Tome la muestra:
Para tomar la muestra es muy importante
- No comer, beber o mascar chicle, por lo menos, media hora antes de la toma de muestra.
 - Introduzca un hisopo en la boca y frote energicamente el interior de la boca y las encías por lo menos 15 veces con cada hisopo
 - Repita este procedimiento con los 6 hisopos.



- 5** Al tomar la muestra, es muy importante nunca tomar el hisopo por la punta, sólo por el mango.



- 6** Deje secar los hisopos durante 30-45 minutos



- 7** Guarde los hisopos en su sobre original y posteriormente guárdelos en el sobre correspondiente



- 8** Una vez realizado el procedimiento con el padre, proceda a realizarlo con el hijo



- 9** Al terminar de coleccionar las muestras, guarde los sobres en el paquete



- 10** Guarde el paquete en la bolsa para envío



- 11** Utiliza una de las etiquetas para rotular la bolsa de envío



Notas importantes:

- Las muestras deben de ser enviadas a:
Instituto de Ciencia y Medicina Genómica.
Av. Juárez 1822 ote, colonia Centro
CP 27000
Torreón, Coahuila
- Puede usar el sistema de mensajería de su preferencia, el costo del servicio no incluye gastos de envío
- Al realizar el envío, favor de notificarlo, junto con el número de guía a:
paternidad@institutodeciencia.com
- A pesar que el DNA es muy estable, las muestras tienden a degradarse; es importante enviar el paquete lo más pronto posible.
- En caso de no poder enviar el paquete inmediatamente, puede guardarlo en el refrigerador hasta el momento de su envío.
- Es muy importante no mezclar los hisopos, en caso de duda o confusión, se puede solicitar otro kit con un costo adicional.
- Al momento de enviar el paquete al laboratorio, favor de notificar al instituto a: paternidad@institutodeciencia.com. Favor de incluir el número de guía del envío.
- Este estudio es sólo de carácter informativo. Para pruebas con validez legal, favor de contactarnos a: paternidad@institutodeciencia.com, para más detalles
- Cualquier duda o aclaración en aspectos técnicos de la prueba, puede contactarnos en: paternidad@institutodeciencia.com